



  
**auri**  
auricolari su misura  
La Sicurezza della Qualità

**CATALOGO PRODOTTI**  
materiali di consumo




## Indice

---

- 5** Materiale esposizione
- 13** Igiene auricolari
- 23** Prese d'impronta
- 29** Consumabili
- 33** Strumenti e attrezzi per ritocchi
  
- 38** Condizioni di vendita
- 39** Modulo d'ordine
- 41** Acquista online in 5 passaggi
- 42** Il laboratorio Auri



# MATERIALE ESPOSIZIONE



## Display Viva

Display in plexiglass trasparente, fornito di tasca portamessaggio e sede per modello orecchio. Larghezza 90 mm. Altezza 150 mm. Peso 66 gr.

Codice riferimento: **901165 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101001**

Confezione  
**1 pz**



## Espositore metallo

Display in metallo per orecchie o altri oggetti in calamita (fornito senza orecchie). Dimensioni 30 x 10 cm.

Codice riferimento: **901140 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101002**

Confezione  
**1 pz**



## Display Testa dx

Display di colore bianco, in versione destra, ha in dotazione un orecchio in silicone in varie tinte (fucsia, rosso, nero, giallo, bianco, blu, azzurro, verde, carne). Altezza 235 mm. Peso 0,8 kg.

Codice riferimento: **901155 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101003**

Confezione  
**1 pz**




## Display Testa sx

Display di colore bianco, in versione sinistra, ha in dotazione un orecchio in silicone in varie tinte (fucsia, rosso, nero, giallo, bianco, blu, azzurro, verde, carne).  
Altezza 235 mm. Peso 0,8 kg.

Codice riferimento: **901150 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101004**

Confezione  
**1 pz**




## Display Torre 95 mm

Display di colore bianco fornito con un modello di orecchio in silicone bianco.  
Altezza 95 mm.

Codice riferimento: **901106 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101005**

Confezione  
**1 pz**



## Display Torre 115 mm

Display di colore bianco fornito con un modello di orecchio in silicone bianco.  
Altezza 115 mm.

Codice riferimento: **901107 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101006**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico sx rosso

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra morbido.  
Colore rosso.

Codice riferimento: **901131 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101007**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico dx rosso

Orecchio magnetico destro in silicone extra morbido.  
Colore rosso.

Codice riferimento: **901132 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101008**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico sx fucsia

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra morbido.  
Colore fucsia.

Codice riferimento: **901131 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101009**

Confezione  
**1 pz**





### Orecchio magnetico dx fucsia

Orecchio magnetico destro in silicone extra morbido.  
Colore fucsia.

Codice riferimento: **901132 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101010**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico sx giallo

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra morbido.  
Colore giallo.

Codice riferimento: **901131 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101011**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico dx giallo

Orecchio magnetico destro in silicone extra morbido.  
Colore giallo.

Codice riferimento: **901132 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101012**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico sx blu

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra morbido.  
Colore blu.

Codice riferimento: **901131 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101013**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico dx blu

Orecchio magnetico destro in silicone extra morbido.  
Colore blu.

Codice riferimento: **901132 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101014**

Confezione  
**1 pz**



### Orecchio magnetico sx bianco

Orecchio magnetico sinistro in silicone extra morbido.  
Colore bianco.

Codice riferimento: **901131 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101015**

Confezione  
**1 pz**




## Orecchio magnetico dx bianco

Orecchio magnetico destro in silicone extra morbido.  
Colore bianco.

Codice riferimento: **901132 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0101016**

Confezione  
**1 pz**



## Orecchio dimostrativo sx trasparente

Orecchio dimostrativo in materiale trasparente montato su base ovale, è ideale per mostrare come inserire l'auricolare o la posizione del condotto uditivo. E' adatto anche come arredo per il negozio o la scrivania.  
Orecchio sinistro.

Codice riferimento: **008L Dreve**

Codice per ordine  
**AU0102001**

Confezione  
**1 pz**



## Orecchio dimostrativo dx trasparente

Orecchio dimostrativo in materiale trasparente montato su base ovale, è ideale per mostrare come inserire l'auricolare o la posizione del condotto uditivo. E' adatto anche come arredo per il negozio o la scrivania.  
Orecchio destro.

Codice riferimento: **008R Dreve**

Codice per ordine  
**AU0102002**

Confezione  
**1 pz**



# IGIENE AURICOLARI



## Busta deumidificante

Busta deumidificante con generatore di calore elettrico per l'asciugatura di protesi acustiche e chiocciole. Temperatura 40°C circa. 230V. 50 Hz. Protezione contro il surriscaldamento.

Codice riferimento: **066 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202001**

Confezione  
**1 pz**



## Crema Otoferm

La crema Otoferm rende più confortevole l'utilizzo delle protesi acustiche, aiutando il paziente ad abituarsi all'auricolare. E' delicata sui tessuti e non viene assorbita dalla pelle.

Codice riferimento: **056 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202002**

Confezione  
**Tubo da 5 g**



## Espositore con 50 set prodotti

Elegante espositore con 50 set per la protesi da sistemare in vetrina o nell'area vendita del negozio. Ogni set contiene 2 sticks togli cerume e 2 spazzoline.

Codice riferimento: **091 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202003**

Confezione  
**1 pz**



## Capsule deumidificanti

Capsule deumidificanti utilizzate per togliere l'umidità alle protesi acustiche retroauricolari e endoauricolari, cambiano colore passando dall'arancione al bianco per segnalare quando è ora di cambiare la capsula con una nuova.

Codice riferimento: **07011 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202004**

Confezione  
**6 capsule**



## Compresse detergenti

Compresse per protesi acustiche retroauricolari, ideali per la pulizia e disinfezione dell'auricolare, sono antimicrobiche quindi garantiscono una protezione superiore contro batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni dell'orecchio. Sono ideali anche per l'igiene dei tappi antirumore e antiacqua.

Codice riferimento: **0521 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202005**

Confezione  
**28 capsule**



## Contenitore per asciugatura

Si utilizza per togliere l'umidità alle protesi acustiche retroauricolari ed endoauricolari, inserendovi all'interno una capsula deumidificante. Si raccomanda di lasciare asciugare la protesi per tutta la notte all'interno del contenitore.

Codice riferimento: **0641 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202006**

Confezione  
**1 pz**



## Contenitore per pulizia

Recipiente con inserto filtrante e coperchio, ideale per protesi acustiche retroauricolari, per la pulizia degli auricolari con le compresse detergenti.

Codice riferimento: **0541 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202007**

Confezione  
**160 ml**



## Custodia per prodotti detergenti

Custodia per conservare i prodotti per la pulizia Otovita, realizzata in nylon, con la fodera interna lavabile. Le tasche interne sono ottimali per la sistemazione dei prodotti, inoltre grazie alle dimensioni universali è perfetta anche in viaggio. Materiale esterno: nylon. Materiale interno: morbida fodera lavabile colore azzurro. Dimensioni: larghezza 22 cm, altezza 15 cm, profondità 7 cm. Chiusura con cerniera.

Codice riferimento: **46610 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202008**

Confezione  
**1 pz**



## Espositore Otovita

Per l'esposizione della gamma di prodotti detergenti Otovita nel Suo negozio specializzato. Realizzato in robusto ma leggero materiale ligneo, ha un'apposita tasca per l'inserimento degli opuscoli Otovita. L'espositore si monta facilmente e grazie alle sue dimensioni universali può essere sistemato in ogni punto del suo negozio. Materiale ligneo leggero e robusto. Dimensioni: larghezza 18,7 cm, altezza 38 cm, profondità 28 cm. Colore rosso con sfondo del design Otovita.

Codice riferimento: **13633 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202009**

Confezione  
**1 pz**





## Filo Otovita

Filo per la pulizia dei microtubi di apparecchi con sistema Open Fitting. Una confezione contiene 30 fili.

Codice riferimento: **0684 Dreve**

Codice per ordine  
**AU020210**

Confezione  
**1 pz**



## Kit detergente per protesi endoauricolari

Kit completo per la pulizia e asciugatura di protesi acustiche endoauricolari. Lo spray detergente è ideale per la pulizia e disinfezione della protesi acustica assicurando una maggiore protezione contro batteri e funghi, e riducendo quindi il rischio di infezioni ed infiammazioni dell'orecchio. Le capsule deumidificanti sottraggono efficacemente l'umidità dalla protesi. Contenuto della confezione: spray detergente con vaporizzatore, contenitore con coperchio per l'asciugatura, 2 capsule deumidificanti, spazzolina con magnete, foglietto di istruzioni.

Codice riferimento: **0703 Dreve**

Codice per ordine  
**AU020211**

Confezione  
**30 ml**



## Kit detergente per protesi retroauricolari

Kit completo per la pulizia e asciugatura di protesi acustiche retroauricolari. La striscia da 7 compresse detergenti antimicrobiche è ideale per la pulizia e disinfezione dell'auricolare, assicura la pulizia per una settimana, garantendo una maggiore protezione contro batteri e funghi, e riduce quindi il rischio di infezioni ed infiammazioni dell'orecchio. Le capsule deumidificanti sottraggono efficacemente l'umidità dalla protesi acustica. Contenuto della confezione: piccolo recipiente con inserto filtrante per la pulizia, striscia da 7 compresse detergenti antimicrobiche, contenitore con coperchio per l'asciugatura, 2 capsule deumidificanti, contenitore per la pulizia con coperchio, pompetta essiccante per il tubetto ed il foro dell'auricolare, foglietto di istruzioni.

Codice riferimento: **0721 Dreve**

Codice per ordine  
**AU020212**

Confezione  
**1 pz**



## Minikit detergente OtoVita

Per protesi acustiche retroauricolari, ideale per la pulizia e disinfezione dell'auricolare. La striscia da 7 compresse detergenti antimicrobiche assicura la pulizia per una settimana, garantendo maggiore protezione contro batteri e funghi, e riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni dell'orecchio. Contenuto della confezione: piccolo recipiente per la pulizia con inserto filtrante, striscia da 7 compresse detergenti antimicrobiche, pompetta essiccante per il tubetto ed il foro dell'auricolare, foglietto di istruzioni.

Codice riferimento: **0471 Dreve**

Codice per ordine  
**AU020213**

Confezione  
**1 pz**



## Pompetta ad aria

Per protesi acustiche retroauricolari. La pompetta ad aria consente di rimuovere efficacemente residui di liquidi e di cerume dal foro e dal tubetto dell'auricolare.

Codice riferimento: **0572 Dreve**

Codice per ordine  
**AU020214**

Confezione  
**1 pz**



## Salviettine imbevute

Per la pulizia e disinfezione di protesi acustiche e auricolari. Sono prive di alcool e assicurano una maggiore protezione contro batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni dell'orecchio. Sono ideali anche per la disinfezione dei tappi antirumore e antiacqua. Confezione da 30 salviettine a strappo imbevute.

Codice riferimento: **0681 Dreve**

Codice per ordine  
**AU020215**

Confezione  
**1 pz**



## Salviettine imbevute buste singole

Per la pulizia e disinfezione di protesi acustiche e auricolari. Sono prive di alcool e assicurano una maggiore protezione contro batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni dell'orecchio. Sono ideali anche per la disinfezione dei tappi antirumore e antiacqua. Confezione da 30 salviettine in buste singole imbevute.

Codice riferimento: **0683 Dreve**

Codice per ordine  
**AU020216**

Confezione  
**1 pz**



## Spray detergente

Per la pulizia e disinfezione di protesi acustiche e auricolari. Lo spray detergente assicura una maggiore protezione contro batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni ed infiammazioni dell'orecchio. Contenuto della confezione: spray detergente con vaporizzatore.

Codice riferimento: **0951 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202017**

Confezione  
**50 ml**



## Pennellino con magnete

Per la pulizia di auricolari e protesi acustiche, il magnete facilita l'estrazione delle batterie dalla protesi acustica.

Codice riferimento: **067 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202018**

Confezione  
**25 pz**



## Set strumenti per protesi

Confezione contenente tutti gli strumenti indispensabili per una profonda pulizia della protesi acustica. Contenuto della confezione: 2 sticks togli-cerume per la pulizia del condotto delle chioccioline, 2 spazzoline.

Codice riferimento: **090 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0202019**

Confezione  
**4 pz**



## Spazzolina

Per la pulizia degli auricolari e dei fori di ventilazione.

Codice riferimento: **073 Dreve**

Codice per ordine  
**AU02020**

Confezione  
**50 pz**



## Stick togli cerume

Per rimuovere il cerume dall'auricolare e dalla protesi acustica.

Codice riferimento: **063 Dreve**

Codice per ordine  
**AU02021**

Confezione  
**25 pz**



**PRESA D'IMPRONTA**



## Catalizzatore per Fricosil

Catalizzatore per pasta Fricosil di colore blu.

Codice riferimento: **201052 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0301001**

Confezione  
**25 gr**



## Pinza per otostop

Pinza in acciaio inossidabile con punte arrotondate.

Codice riferimento: **101015 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0301002**

Confezione  
**1 pz**



## Penna luminosa Heine

Design moderno, con lampadina alogena allo xenon xhl a forma di lente. Manico nero con 2 batterie AAA sostituibili. Struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.

Codice riferimento: **100310 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0301003**

Confezione  
**1 pz**





## Pasta per impronte

Pasta siliconica per condensazione di colore rosa. Pregi: lucentezza e resistenza. Vengono forniti nella confezione anche: un catalizzatore blu, un cucchiaino. Durezza finale: 40 shore.

Codice riferimento: **201050 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0301004**

Confezione  
**660gr**



## Pinze per otostop

Pinze in acciaio inossidabile con punte arrotondate.

Codice riferimento: **170 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302001**

Confezione  
**1 pz**



## Penna luminosa

Design moderno, con lampadina alogena allo xenon a forma di lente. Manico nero con 2 batterie AAA sostituibili. Struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.

Codice riferimento: **538 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302002**

Confezione  
**1 pz**



## Pasta impronte Otoform A Soft X

Per il rilevamento di impronte profonde, la nuova formula è più facile da estrarre grazie alla migliore consistenza; ha un'ottima scorrevolezza senza essere oleosa. Le cannule miscelatrici hanno un diametro più stretto e gli otostop ventilati compensano la pressione nel condotto uditivo permettendo alla pasta di avanzare più in profondità. Colore verde. Durezza finale 35 Shore A.

Codice riferimento: **4545 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302003**

Confezione  
**8 x 50 ml**



## Siringa manuale bianca

Siringa per pasta otologica. Misura standard.

Codice riferimento: **533 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302004**

Confezione  
**1 pz**



## Siringa manuale blu

Siringa per pasta otologica. Applicatore più lungo e stretto.

Codice riferimento: **534 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302005**

Confezione  
**1 pz**



## Puntali per Otoform 40 pz

Puntali per l'estrusione della pasta in cartuccia Otoform A Soft X. Diametro 4,2mm. Colore verde.

Codice riferimento: **3222 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302006**

Confezione  
**40 pz**



## Puntali per Otoform 100 pz

Puntali per l'estrusione della pasta in cartuccia Otoform A Soft X. Diametro 4,2mm. Colore verde.

Codice riferimento: **3212 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302007**

Confezione  
**100 pz**



## Otoform Kc

Materiale da impronta modellabile, liscio e non appiccicoso con una leggera consistenza presso-formante. Una pressione uniforme ma controllata viene applicata sul tessuto dell'orecchio. In caso di tessuti dell'orecchio leggermente elastici, la pressione è utile per il montaggio e la sigillatura delle chioccole.

Codice riferimento: **502 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302008**

Confezione  
**1 pz**



## Injector DS 50

L'iniettore manuale consente un'applicazione pulita e sicura dei materiali d'impronta con pressione uniforme. Quando si eroga il materiale è necessaria meno pressione. L'iniettore per cartucce doppie 48 ml è adatto anche per i materiali Biopor.

Codice riferimento: **1502 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0302009**

Confezione  
**1 pz**

**CONSUMABILI**



## Tubetto blocca protesi

Strumenti molto pratici utilizzati per bloccare gli apparecchi acustici retroauricolari BTE. Il tubetto può essere regolato secondo le dimensioni dell'orecchio. Colore rosa trasparente.

Codice riferimento: **101008 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0401001**

Confezione  
**10 pz**



## Otostop cic

Spugnette a cono con filo di sicurezza, indicate per bambini. Colore giallo.

Codice riferimento: **566 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0402001**

Confezione  
**100 pz**



## Otostop standard

Spugnette a cono con filo di sicurezza. Colore rosa.

Codice riferimento: **565 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0402002**

Confezione  
**100 pz**



## Colla per tubetti

Colla per tubetti in flacone da 20 ml.

Codice riferimento: **305 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0402003**

Confezione  
**20 ml**



## Colla siliconica Kleber SK/87

Colla siliconica per il fissaggio di tubetti in pvc (pretrattati con aggrappante) su chiocciole siliconiche.

Codice riferimento: **087 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0402004**

Confezione  
**18 ml**



## Laccio passatubo

Utile per il passaggio del tubetto attraverso il foro dell'auricolare, ha manico in legno e laccio in nylon.

Codice riferimento: **118 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0402005**

Confezione  
**1 pz**



## Pasta abrasiva

Per la lucidatura delle chiocciole in resina, è da utilizzare con l'apposito piumino (art. 989).

Codice riferimento: **360 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0402006**

Confezione  
**900 gr**



## Tubetti

Tubetti prepiegati.

Codice per ordine  
**AU0402007**

Confezione  
**100 pz**



# **STRUMENTI E ATTREZZI PER RITOCCHI**

---



### Gommone per levigatura

Gommone per la levigatura di chiocciole in resina rigida.

Codice riferimento: **503001 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0501001**

Confezione  
**1 pz**



### Punta per foratura 1,0 mm

Punta per foratura, diametro 1,0 mm.

Codice riferimento: **502018 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0501002**

Confezione  
**1 pz**



### Punta per foratura 1,4 mm

Punta per foratura, diametro 1,4 mm.

Codice riferimento: **502029 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0501003**

Confezione  
**1 pz**



### Punta per foratura 2,0 mm

Punta per foratura, diametro 2,0 mm.

Codice riferimento: **502026 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0501004**

Confezione  
**1 pz**



### Punta per foratura 2,5 mm

Punta per foratura, diametro 2,5 mm.

Codice riferimento: **502027 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0501005**

Confezione  
**1 pz**



### Cappucci grana 150

Per il ritocco di chiocciole in silicone. Dimensioni: diametro 5,0 mm; grana 150.

Codice riferimento: **9910 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0502001**

Confezione  
**5 pz**



## Cappucci grana 80

Per il ritocco di chiocciole in silicone. Dimensioni: diametro 5,0 mm; grana 80.

Codice riferimento: **9911 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0502002**

Confezione  
**5 pz**



## Portafrese

Portafrese con coperchio.

Codice riferimento: **730 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0502003**

Confezione  
**1 pz**



## Supporto per cappucci

Supporto per cappucci. Testa diametro 4,95 mm.

Codice riferimento: **999 Dreve**

Codice per ordine  
**AU0502004**

Confezione  
**1 pz**



## Punta per sgrassatura

Punta per ritocco.

Codice riferimento: **502084 Frisch**

Codice per ordine  
**AU0501006**

Confezione  
**1 pz**

# Condizioni di vendita

---

Vi invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni generali d'uso ("Condizioni di Vendita") prima di utilizzare i nostri servizi. Utilizzando i nostri servizi accettate integralmente le presenti Condizioni.

**1 - Prezzi:** tutti i prezzi indicati nel catalogo online sono al netto di IVA. Il totale comprensivo di IVA viene visualizzato nel riepilogo d'ordine, prima dell'invio della conferma.

**2 - Condizioni di pagamento:** il pagamento della merce deve essere fatto al momento dell'ordine con modalità Bonifico Bancario anticipato o contrassegno, come specificato sul Modulo Ordine. Eventuali condizioni di pagamento diverse sono indicate nella Conferma d'ordine che riceverete.

**3 - Consegna:** gli ordini vengono evasi **entro 24 ore lavorative dalla conferma dell'avvenuto pagamento**. Qualora uno o più prodotti non siano immediatamente disponibili a magazzino verrete contattati al momento della conferma d'ordine per una eventuale consegna parziale.

**4 - Trasporto:** per ordini del valore netto superiore ai 50 euro la consegna è gratuita. Per gli altri ordini è previsto un contributo fisso per le spese di spedizione di 8 euro. La merce viaggia sempre per conto e a rischio e pericolo dell'acquirente. AURI non è responsabile di deterioramenti, avarie, ritardi, multe, o altri pregiudizi e danni di qualsiasi specie che possano intervenire durante il trasporto: Vi invitiamo a verificare con il trasportatore in fase di consegna che la merce sia in buono stato e che non appaiono danni evidenti. In caso di problemi, vi chiediamo di segnalare immediatamente il caso al momento della ricezione della merce al ns. Servizio Clienti (Tel: 011.749.78.22).

**5 - Protezione dei diritti d'autore:** è vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro relativi a questo catalogo e/o al sito [www.auricolariauri.com](http://www.auricolariauri.com). Ogni riproduzione non espressamente autorizzata viola la legge 22 aprile 1941 n. 663 e successive modifiche, ed è pertanto perseguibile penalmente. Tutti i marchi non di proprietà di AURI che compaiono su questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**6 - Tutela della privacy:** i dati personali da noi trattati a livello cartaceo e informatico, per adempiere ad obblighi imposti della legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.), NON saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a fini commerciali, fatti salvi i limiti di cui all'art. 16 D. Lgs.196/2003. Il Cliente può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs.196/2003 tra i quali quelli di accesso, di integrazione, di aggiornamento, di opposizione per motivi legittimi e di approvazione al trattamento scrivendo al titolare del trattamento, via posta elettronica, raccomandata o fax.

**7 - Foro competente:** il foro competente per ogni controversia è esclusivamente il tribunale di Torino.

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri servizi, le politiche, le presenti Condizioni Generali d'Uso e i Termini del Servizio in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi o per adeguarci a disposizioni di legge e regolamentari. Qualora una qualsiasi previsione delle presenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre previsioni.



**PER POSTA**

Auri  
Via Oulx, 19  
10139 Torino



**PER TELEFONO**

**011.749.78.22**  
Lun-Ven 9:00/17:00

**FAX**

**PER FAX**

**011.749.78.22**  
costo di un'urbana



**ON-LINE**

[shop.auricolariauri.com](http://shop.auricolariauri.com)  
[info@auricolariauri.com](mailto:info@auricolariauri.com)

**1 - Fatturare a:** (Si prega di compilare in stampatello)

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Via e numero civico \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Telefono/Cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**2 - Consegnare a:** (Se diversa destinazione)

All'attenzione di \_\_\_\_\_

Via e numero civico \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**3 - Ordine di acquisto:**

Codice prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Totale importo

Totale prodotti

**Bisogno di aiuto? Un esperto ti consiglia**

**Tel: 011.749.78.22**

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Nella conferma d'ordine che riceverete sarà indicata la data di spedizione (in genere entro 24 ore lavorative dalla ricezione del pagamento).

Per ordini superiori a 50€ la consegna è gratuita

**GRATIS**

Per ordini inferiori a 50€ la spedizione è pari a

**8€**

Contrassegno: supplemento per spese di incasso

**5€**

IVA

**TOTALE**

**4 - Modalità di pagamento:**

- Bonifico Bancario anticipato intestato a **AURI**  
IBAN: IT 42J03 0623 42100 0000 1003826
- Contrassegno  
(supplemento **5€** per spese di incasso)

**Informativa sulla privacy**

**Firmando dichiaro di accettare le condizioni di vendita e la privacy**

La versione integrale dell'informativa è disponibile sul sito [www.auricolariauri.com](http://www.auricolariauri.com)

**L'ordine diventa esecutivo al ricevimento della conferma d'ordine che riceverete, timbrata e firmata per accettazione.**

Timbro e firma \_\_\_\_\_



COMPRA ANCHE ONLINE

auricolari.com



**auri**  
auricolari su misura

**AURI,**  
Il laboratorio  
specializzato  
per tutti  
i centri audioprotesici



CHI SIAMO

AURICOLARI  
SU MISURA

AURICOLARI E  
LAVORAZIONI

RASSEGNA  
STAMPA

GALLERIA  
LAVORI

CONTATTI

**CURA NEL DETTAGLIO**

Tecnologia, perfezione estetica e praticità si incontrano. Scoprite come.

[leggi tutto](#)

**METTETEVI ALLA PROVA**

Curiosi di testare la nostra qualità? Approfittate dell'offerta per i nuovi clienti.

[leggi tutto](#)

**NUOVI PRODOTTI**

Scoprite i nuovi auricolari su misura OPEN FITTING AURI, la novità che i nostri clienti stavano aspettando.

[leggi tutto](#)

**AURI SHOP ONLINE**

Da oggi compra anche online. Visita il nostro sito dedicato e completa gli ordini online. Ricevi tutto nel tuo ufficio.

[shop online](#)

Auri | Via Outx, 19 | 10139 Torino | Tel 0117497822 | Email: [info@auricolari.com](mailto:info@auricolari.com) | P.IVA 08486290011

Vai sul nostro sito  
**www.auricolari.com**



# Acquista online in 5 passaggi

1



Vai sul sito  
shop.auricolariauri.com

2

Username

Password



Log in

Inserisci i dati ed effettua il [Log in](#) o [Registrati](#)

3



Naviga tra le [categorie](#) e guarda tutti i [prodotti](#)

4

Codice per ordine

Prodotti nella confezione

Prezzo a confezione

**AU0101001**

**1**

**8,80 €**

Guarda le [caratteristiche](#) del prodotto nella [scheda prodotto](#)

5

Quantità

**Aggiungi al carrello**

Inserisci la [quantità](#) e aggiungi il prodotto al [carrello](#) per completare l'acquisto

# Il laboratorio Auri

Auricolari AURI nasce a Torino nel 1990 come laboratorio artigianale otomedicale. Nel 1996 si trasforma in azienda di produzione e lavorazione di auricolari su misura per i maggiori marchi e gruppi Italiani. AURI è un moderno laboratorio, un partner specializzato per tutti gli studi audioprotesici. La nostra tecnica, abbinata alla scelta di materiali innovativi, permette di raggiungere elevatissimi livelli di qualità. Qualità costante nel tempo e gestita dal nostro Sistema di Gestione certificato ISO 9001:2008 per fare sì che tutti i dispositivi acustici AURI siano sempre al passo con le nuove tecnologie e soddisfino i nostri Clienti per precisione ed estetica.



La filosofia di AURI è collaborazione, confronto e interscambio quotidiano di esperienze, pareri e metodi di lavoro. AURI nasce dall'unione di esperienze lavorative diverse con l'intento di portare il meglio di ognuna all'interno di una struttura moderna per poter soddisfare ogni tipo di richiesta. Ogni componente dello staff AURI è costantemente aggiornato attraverso corsi in Italia e all'estero sulle novità del settore audiomedicale, dalle nuove tecnologie alle tendenze del mercato.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA  
QUALITÀ CERTIFICATO  
N. 1705 - UNI EN ISO 9001:2008



## METTETECI ALLA PROVA!

Siamo così sicuri dei nostri prodotti, che crediamo che una volta provati non si abbandonino più. Per dare a tutti gli operatori del settore la possibilità di toccare con mano la qualità del nostro lavoro, abbiamo ideato una promozione valida per tutti i nuovi Clienti:

Per chi volesse provare la sorprendente qualità AURI offriamo **GRATUITAMENTE E SENZA IMPEGNO 2 AURICOLARI IN OMAGGIO** a scelta tra tutti i prodotti, materiali e colori. Potrete provare più tipologie di prodotto e apprezzare così le diverse qualità e funzionalità degli auricolari AURI.

Per ricevere le istruzioni su come richiedere i 2 auricolari omaggio, andate sul nostro sito:

[www.auricolariauri.com](http://www.auricolariauri.com) e compilate il form di richiesta, oppure chiamateci allo **011 749.78.22**.



## Novità: URGENT SERVICE 1 DAY

Auri offre, in caso di urgenza, un servizio di **consegna in 1 solo giorno lavorativo** dalla ricezione dell'impronta.

*Auri, il laboratorio specializzato per tutti i centri audioprotesici*





  
**auri**  
auricolari su misura  
La Sicurezza della Qualità

Via Oulx, 19  
10139 Torino  
Tel / Fax 011.749.78.22  
[www.auricolariauri.com](http://www.auricolariauri.com)  
[info@auricolariauri.com](mailto:info@auricolariauri.com)